

Détermination du groupe sanguin du chat en 10 minutes

GROUPAGE SANGUIN

Test rapide immunochromatographique conçu pour déterminer le groupage sanguin chez le chat (A, B ou AB)

Données

Le nouveau test immunochromatographique pour la détermination du groupe sanguin chez les chats combine idéalement la forte fiabilité des résultats tests traditionnels RapidVet-H mais avec une plus grande facilité d'utilisation, typique de la technique immunochromatographique.

Le packaging fermé et protégé du nouveau test permet de limiter autant que possible le risque de contaminations.


De plus, il permet la délivrance de résultats clairs, précis et très fiables que l'on peut lire visuellement en quelques minutes.

La détermination du groupe sanguin est très importante lors des transfusions sanguines car elle évite de graves pathologies dues aux mélanges de types de sang incompatibles.


Avantages du produit

- Résultats obtenus en 10 minutes
- Rapide et facile à utiliser: la migration est activée simplement en diluant l'échantillon et en y ajoutant deux gouttes de diluant.
- Conservation à température ambiante (2-30°C)
- Péréemption longue
- Lecture des résultats claire et simple


Interprétation des résultats



Test positif pour le Groupe sanguin A



Test positif pour le Groupe sanguin B



Test positif pour le Groupe sanguin AB

Référence	Désignation	Condit.
A6RD27250185	Test rapide RapidVet-H IC	1x5

Groupe